

Instruções de uso



:Fiber

Kit **Test** | **Cloro e pH**

**Indicado para análises
de Cloro e pH da água.**

Instruções de uso:

- 1)** Mergulhe a célula comparadora e recolha uma amostra de água com aproximadamente 30 cm de profundidade, deixando a água no nível indicado na célula;
- 2)** Adicionar 5 gotas do indicador Vermelho Fenol (bisnaga tampa vermelha) no tubo da célula correspondente ao pH;
- 3)** Adicionar 5 gotas do indicador Ortotoluidina (bisnaga tampa amarela) no tubo da célula correspondente ao Cloro;
- 4)** Colocar a tampa na célula e agitar levemente para homogeneizar a solução;
- 5)** Comparar a cor da solução obtida com a respectiva escala de padrão de cores contida na célula; obtendo assim os valores de concentração (em ppm) de Cloro e pH.

Faixa ideal de Cloro e pH:

Cloro livre 1.0a 3.0 ppm

pH 7,2 a 7,8

Obs.: Não retornar a água analisada para a piscina.

- Para melhor visualização das cores recomendamos luz natural.
- Conserve o kit em lugar fresco, ao abrigo da luz solar direta.
- Não inverta as tampas, substituindo os frascos a cada 6 meses.